

ARKTM *Levetiracetam Control*

Lesen Sie den ARK Diagnostics, Inc. Beipackzettel für die ARK Levetiracetam-Kontrolle vor der Verwendung sorgfältig durch. Beachten Sie die Anweisungen des Beipackzettels. Die Zuverlässigkeit der Testergebnisse kann nicht garantiert werden, wenn von den Anweisungen auf dem Beipackzettel abgewichen wird.

Kundenservice



ARK Diagnostics, Inc.

48089 Fremont Blvd
Fremont, CA 94538 USA

Tel.: +1-877-869-2320

Fax: +1-510-270-6298











customersupport@ark-tdm.com

www.ark-tdm.com



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag
Niederlande

Verwendete Symbole

	Chargenkennzeichnung	 JJJJ- MM-TT	Verwendbar bis/Verfallsdatum
	Katalognummer		Hersteller
	Authorisierte EU-Vertretung		CE-Zeichen
	Medizinprodukt zur in-vitro-Diagnostik		Temperaturgrenzen
	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung durch.		Qualitätskontrolle
Rx Only	Für Berufsgebrauch		

© 2017, **ARK Diagnostics, Inc.**

Kontrollkit  **5024-0003-00**

1 Name

ARKTM Levetiracetam Control

2 Verwendungszweck

Die ARK Levetiracetam-Kontrolle ist zur Qualitätskontrolle des ARK Levetiracetam-Tests REF 5024-0001-00 vorgesehen.

3 Inhalt

Die ARK Levetiracetam-Kontrolle besteht aus einer synthetischen Proteinmatrix mit folgenden Levetiracetam-Konzentrationen:

REF	Produktbeschreibung	Anzahl/Volumen
5024-0003-00	ARKTM Levetiracetam Control Levetiracetam, Puffer, bovines Serumalbumin und Konservierungsmittel (Sollwert)	Tropffläschchen
	NIEDRIG (7,5 µg/mL)	1 X 4 mL
	MITTEL (30,0 µg/mL)	1 X 4 mL
	HOCH (75,0 µg/mL)	1 X 4 mL

Jedes Labor sollte selbst für jede neue Kontrollcharge eigene Zielbereiche festlegen.

4 Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Zur *in-vitro*-Diagnostik.
- Mischen Sie keine Kontrollen aus verschiedenen Chargennummern.
- Verwenden Sie jede Charge als kompletten Satz.

5 Gebrauchsanleitung

- Eine komplette Übersicht und Erläuterung des Levetiracetam-Tests finden Sie auf dem Beipackzettel für den ARK Levetiracetam-Test.
- Die Kontrollen sind gebrauchsfertig. Mischen Sie jedes Fläschchen, indem Sie es vor der Verwendung vorsichtig umdrehen.
- Geben Sie für jede Konzentration eine ausreichende Menge (etwa 40 µl pro Tropfen) in die einzelnen Probengefäße. Beachten Sie die instrumentenspezifischen Mindest-Probenvolumina. Setzen Sie die Deckel wieder auf die Originalbehälter und verschließen Sie diese.
- Lagertemperatur 2-8 °C. Verwenden Sie das Produkt vor dem Verfallsdatum.

6 Einschränkungen des Verfahrens

Exakte und reproduzierbare Ergebnisse hängen von der einwandfreien Funktion der Instrumente, Reagenzien, Kalibratoren, Kontrollen, der ordnungsgemäßen Lagerung des Produkts und guter Laborpraxis ab.

7 Marken

ARKTM ist eine Marke der **ARK** Diagnostics, Inc.

Sonstige Marken oder Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Inhaber.



ARK Diagnostics, Inc.
Fremont, CA 94538 USA

Gedruckt in den USA.
Überarbeitet Februar 2017
1600-0171-00DE Rev 03